

はじめに

<通常> (通常の操作はここから開始)

コンピュータのディスプレイの電源を入れる。

AUGER MASTER をクリックする。

オペレーションコンソール下の電子照射系パネルのゲージが、 $2 \mu\text{A}$  (ゲージ 150) となっていることを確認する。

**Filament Current** の数字を 1 ずつ増やしていき、 $3 \mu\text{A}$  (ゲージ 300) する(Filament Current:約 200)。

<休日明け>

本体裏面にある **OPN PER** (Operation Power) を ON にする。

コンピュータディスプレイの電源をいれる。

AUGER MASTER を起動する。

**Probe Condition**, **Image Observation**, **Sample Manipulation** のボタンを押し、それぞれのウインドウを立ち上げる。(3.1 参照)

Probe Condition ウインドウ内の **PCD** (ファラデーカップ) を IN にし、**Electron Gun Acc.**  を ON にする。HT on ランプの点灯を確認する。オペレーションコンソール下のゲージを見ながら  $2 \text{A}$ (ゲージ:200)まで一気に **Filament Current** を上げる。その後  $3 \text{A}$ (ゲージ 300)までゆっくり **Filament Current** の数字を増やしていく (Filament Current:約 200)。

試料の導入

**EXCH VENT** ボタンを押し、試料交換室をベントする。

試料ホルダーの下の溝に試料ホルダー脱着棒を差し込む。その脱着棒を用いて、資料室内の試料交換棒に試料ホルダーの上の溝を差し込み固定する。

試料交換室にキャップをし、キャップを手で押さえながら **EXCH VENT** スイッチを押す。このとき試料交換棒のつまみが原点 (一番端) にないと真空引きされない。

$<10^{-3} \text{ Pa}$  のランプが点灯 (10 分程度) 後、**V2** バルブを開き試料を分析室に導入する。試料交換棒を原点の位置に戻したことを確認後、**V2** バルブを閉じる。

その後、それぞれの窓に蓋をする。

試料の高さ合わせ (4.1 参照)

**PCD** を Out、**SEI Detector** を ON にし、SEM の像が確認できるようにする。

(**Contact**, **Brightness**, **OL coarse**, **Fine**(フォーカス)などを調整して)

**Magnification** で、低倍率(40 倍ぐらい)で目標物を見つけ、画面の中央にくるように(X,Y)

で調整するが、X、Yは Tilt 10° 以上で動かすこと。このとき、Zの値を 1.08 付近にしておくが良い。Tilt の値を少しずつ増やし、試料台を傾け目標物が中心からずれるようであれば、Zの値で目標物が中央にくるように (X,Y) を調整する。

また、Tiltにより試料台を傾け、目標物が中心からずれたら、Zの値で調整を行う。

この動作を繰り返し最終的に倍率 1000, Tilt が 75° のとき、目標物がほぼ中央にくるように試料台の高さを Z で調整する (Z=+1.08 付近)。

## イオンガンの使用方法

バイパスバルブを閉じていることを確認する (反時計方向)。

イオンエッチング制御パネルの Channel のボタンを押して、Xつまみで指定の Channel にセットする。(平面で使用する場合は 1、使用する傾きと Channel との関係は扉の裏側に貼ってある紙を参照)

Beam Energy/Emis Current のボタンを押し、Yつまみで Emission Current を 20mA に設定する (はじめは 1~2 にして、その後はゆっくり上げる)。

216 Pressure/Flow controller パネルの Power を ON にし、Control を ON にする。

イオン化室の圧力が  $9 \times 10^{-2}$  Pa に安定するまで待つ。

Timer Display のボタンを押し、Timer Reset で表示を 0 にする。

Etching ON/OFF ボタンを押し、Etching を開始する。(Etching 中は SEI Detector を OFF にする)

Etching が終わったら、再び Etching ON/OFF を押して、Etching を停止させる。

なお、Ionization Gauge が Fil ON, Meas, Ion Gun が点灯していないと、Pressure Control のバルブが OPEN にならない。また、Ionization Gauge のエラー時は、装置の裏にあるスイッチを OFF しなければリセットできない。

## Auger Spectrum のやり方 (6.1 参照)

AES Master の AES > Spectrum を選択し、ウインドウを出しておく。

<Wide Scan>する場合

Analyzer Condition を選択し、Analyzer Mode を M5 に、Measure Mode を Multi に設定する。(Analyzer Mode は M1 に近づくと分解能が上がるが、感度が低くなるので通常は M5 を使用する)

Detector を PC 側にし、CEMHV (チャンネルトロン印加電圧) を 2350[V] に、Wide Scan Condition をそれぞれの設定にする。(Start:測定開始値、Stop:測定終了値、Step:刻み値、Dwell:1 点あたりの測定時間、Sweep:積算回数)

元素ごとの測定を行う場合は ROI Conditions を選び、各設定を行った後、Split scan spectrum を選択し Auger スペクトルの測定を行う。

(一度 Wide scan を実行した後、各元素の測定範囲等の設定を行う。)

位置を指定して測定を行う場合、**Analysis positions conditions**を選び、測定場所を決定する。(位置を設定する際には、File 名を指定後、**SEM Image Acquisition**であらかじめ SEM 像を取っておく。

各設定終了後、spectrum ウィンドウ中の **Acquisition** ボタンを押しながら、**Wide scan spectrum**を選択する。はじめに **Preacquisition**を選択し、一度スペクトルが正常に測定されていることを確認する。スペクトル確認後、**File**の **Save date conditions**で File 名を入力し、**Acquisition** を押し Auger スペクトルを測定する。

### Depth Profile のやり方 (7.1 参照)

Aes の **Depth Profile** を選択する。

**Analyzer Conditions** を選択し、Auger Spectrum の時と同様の設定を行う。

**ROI Conditions** を選択し、測定したい元素を設定する。

位置を指定して測定を行う場合は、**Analysis positions conditions**で測定場所を指定する。

**Ion Gun conditions** を選択する。

Ion Gun Mode は **Intermitent** を選択し、On time (エッチング時間) と Off time (エッチング後からの測定までの時間) をそれぞれ設定する。

Ion Gun Channel No.1、Ion Gun sput. Rate は約 250 Å/min とする。

(これは 20140420 の SiO<sub>2</sub> をエッチングした時の値です)

試料を回転させながらエッチングを行う場合、Stage Rotate Conditions を設定する。

Reference Date 内は Ion Gun Energy : 3000eV、Ion Gun Current : 3x10<sup>-6</sup> A、Argon Gas Pressure : 8x10<sup>-2</sup> Pa である。(最新のデータがある場合はその値を入れる)

**Acquisition** を選択し、Auger Spectrum の時と同様にして Depth Profile の測定を行う。

### 立ち下げ (停電前)

通常の装置終了を行う。( **OPN/PWR** は OFF にしない)

コンピュータをシャットダウン後、コンピュータと Display の電源を OFF にする。

エクストラゲージの **EMS** ボタンを押してフィラメントが OFF される。(EMS で OFF されないときは **REM** ボタンを押して、REM 下の線を消してからフィラメントを OFF にする)

Ionization Gauge の Fi ON スイッチを切る。

測定装置チャンバー下のパネルを外し、**Go To Auto** スイッチを OFF にする。

その後、**OPN/PWR** を OFF にしたのち、key switch を OFF 側にする。

### 立ち上げ (停電後)

Key switch を Start 側にし、**OPN/PWR** を ON にする。

測定装置チャンバー下のパネル内の **TMP/RP** (ロータリーポンプとターボ分子ポンプ) を上側に倒し、3 分待つ。

**V6**バルブを開けて資料交換室を荒引きし粗引きし、**Pig3** が点灯するまで待つ。

**PEG** (ペニングゲージ) スイッチを上側に倒し、 $<10^{-3}$  Pa が点灯するまで待つ。

$<10^{-3}$ Pa 点灯後、**V4**バルブを開け、 $<10^{-3}$  Pa が点灯するまで待つ。

V4 バルブと同様にして **V2**バルブを開ける。(そのとき、 $<10^{-3}$  Pa が点灯するか確認する)  
PUMP PS UNIT のつまみを 200mA に設定し、**Sip1** スイッチを上側に倒しイオンポンプを  
作動させる。(このとき、電流メータが急速に減少していく。もし、電流が 100mA までで  
あったり、増加するようであれば直に **Sip1** スイッチを下側に倒し 10 分程度たってからも  
う一度行う)

**Sip1** のイオンポンプが正常に動作したら、次に **Sip2** も同様に動作させる。

電流値が 10mA 以下になったことを確認してから、**V4**, **V2** スイッチを下側に倒し、各バル  
ブを閉める。

電流値が 2mA 以下になったら **V1**, **V5**バルブを開き **Go To Auto** スイッチを押しランプが点  
灯することを確認する。

**Go To Auto** のランプが点灯後、すべての手動スイッチを下側に戻す。